

### Description du produit

LoFric® Elle™, sonde urinaire hydrophile à usage unique, prête à l'emploi, destinée au sondage urinaire intermittent.

### Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

### Conditionnement

30 sondes par boîte.  
2 boîtes par carton de transport.

### Composition

**Revêtement hydrophile :**  
Polyvinyle pyrrolidone (PVP).

**Sonde :**  
Élastomère à base de polyoléfine (POBE).

**Fluide lubrifiant :**  
Fluide lubrifiant à base d'eau et de glycérol.

**Emballage individuel :**  
Polypropylène.

### Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
418 10 70	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 10
418 12 70	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 12
418 14 70	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 14
418 10 05	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 10
418 12 05	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 12
418 14 05	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 14


\*Longueur utile : longueur de la sonde pouvant être insérée dans le corps.



Boite d'échantillons, 5 unités.



Boite pratique.



- Conçue pour être ergonomique, respectueuse de l'environnement avec une poignée en forme de L – pour une bonne prise en main et une technique no-touch. Se connecte à une poche à urine standard ou à un tube d'extension.
- Prête à l'emploi – Prête quand la patiente en a besoin pour une manipulation et un sondage rapides.
- Design fin et discret.
- L'étui inférieur est recyclable en tant que plastique (polypropylène).
- Fabriquée sans PVC ni phtalates ni latex.
- Orifices lisses.<sup>1,2</sup>
- Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent souples et sûres, à l'insertion et au retrait.<sup>3,4</sup>



LoFric® Elle™

LoFric Elle est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié CE N°2797, indiqué dans le sondage urinaire intermittent.  
Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Lire attentivement le mode d'emploi.  
Rév : octobre 2023.

## Références

1. Lundgren J, Bengtsson O, Israelsson A, Jonsson AC, Lindh AS, Utas J. The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra. *Spinal Cord*. Jan 2000; 38(1):45-50.
2. Newman, Rovner and Wein. *Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products*. Book chapter, Springer 2018: page 51.
3. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. *Spinal Cord*. Apr 1997;35(4):229-233.
4. Dunger et al. A short water deprivation test incorporating urinary arginine vasopressin estimations for the investigation of posterior pituitary function in children. *Acta Endocrinol* 1988;117:13-18.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

### **Wellspect. Une Vraie Différence.**

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)  
Participez aux conversations sur LinkedIn et Instagram.

## wellspect.fr

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.  
Téléphone : +33 (0) 1 30 97 66 33. [www.wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Téléphone : +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797