



Le godet a une couleur différente selon le diamètre de la sonde.

Une large boucle pour ouvrir ou suspendre la sonde et son emballage.

Activation instantanée : solution saline stérile intégrée, une simple pression et elle est prête à l'emploi.

Guide d'insertion amovible. Pour une prise ferme sans toucher la sonde.

Fabriquées sans PVC, ni phtalates, ni latex.



Les sondes LoFric sont dotées du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles restent douces et sûres, à l'insertion comme au retrait.^{1,2}

Orifices lisses.^{3,4}



Pliable et discrète.



Nelaton Tiemann

Description du produit

LoFric® Primo™, sonde urinaire hydrophile, à usage unique avec solution saline pour activation, destiné au sondage urinaire intermittent.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement

30 sondes par boîte.
2 ou 4 boîtes par carton de transport.

Composition

Revêtement hydrophile :
Polyvinyle pyrrolidone (PVP).

Sonde :
Élastomère à base de polyoléfine (POBE).

Sachet pour solution stérile :
Feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène (PE) et aluminium. Eau stérile contenant du chlorure de sodium (NaCl).

Emballage de l'article :
Polyéthylène (PE).

Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
410 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Homme)	40 cm	CH 08
410 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Homme)	40 cm	CH 10
410 12 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Homme)	40 cm	CH 12
410 14 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Homme)	40 cm	CH 14
410 16 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Homme)	40 cm	CH 16
410 18 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Homme)	40 cm	CH 18
411 06 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Pédiatrique)	20 cm	CH 06
411 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Pédiatrique)	20 cm	CH 08
411 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Pédiatrique)	20 cm	CH 10
413 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	20 cm	CH 08
413 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	20 cm	CH 10
413 12 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	20 cm	CH 12
413 14 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	20 cm	CH 14
413 16 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	20 cm	CH 16
413 18 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	20 cm	CH 18
414 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	15 cm	CH 08
414 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	15 cm	CH 10
414 12 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	15 cm	CH 12
414 14 70	LoFric® Primo™ Nelaton (Femme)	15 cm	CH 14
415 10 70	LoFric® Primo™ Tiemann (Homme)	40 cm	CH 10
415 12 70	LoFric® Primo™ Tiemann (Homme)	40 cm	CH 12
415 14 70	LoFric® Primo™ Tiemann (Homme)	40 cm	CH 14
415 16 70	LoFric® Primo™ Tiemann (Homme)	40 cm	CH 16
415 18 70	LoFric® Primo™ Tiemann (Homme)	40 cm	CH 18

Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Inscrit sur la LPPR sous la référence 6161359.



Emballage convivial.



LoFric® Primo™

LoFric Primo est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié CE N°2797, indiqué dans le sondage urinaire intermittent.

Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Lire attentivement le mode d'emploi.

Rév : février 2024.

Références

1. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. *Spinal Cord*. Apr 1997;35(4):229-233.
2. Dunger et al. A short water deprivation test incorporating urinary arginine vasopressin estimations for the investigation of posterior pituitary function in children. *Acta Endocrinol* 1988;117:13-18.
3. Lundgren J, Bengtsson O, Israelsson A, Jonsson AC, Lindh AS, Utas J. The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra. *Spinal Cord*. Jan 2000; 38(1):45-50.
4. Newman, Rovner and Wein. *Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products*. Book chapter, Springer 2018: page 51.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)

Participez aux conversations sur LinkedIn et Instagram.

[wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.

Téléphone : +33 (0) 1 30 97 66 33. www.wellspect.fr

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Téléphone : +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797