

LoFric® Origo™ Pro, sonde urinaire hydrophile avec solution saline pour activation, avec de multiples orifices, conçue pour une vidange complète sans besoin de repositionner.

Stérilisation et durée de conservation
Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement
30 sondes par boîte.
4 boîtes par carton de transport.
5 sondes par boîte d'échantillon.

Composition
Revêtement hydrophile : polyvinyle pyrrolidone (PVP).

Sonde : Élastomère à base de polyoléfine (POBE).
Sachet : Feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET), aluminium et polyéthylène (PE). Eau stérile contenant du chlorure de sodium (NaCl).
Gaine : polyéthylène (PE).
Emballage individuel :
Couche supérieure : feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET) et polyéthylène (PE).
Couche inférieure : polyoléfine.


Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille	Nombre d'orifices (œillets)
441 12 70	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 12	12
441 14 70	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 14	12
441 16 70	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 16	12


*LoFric Origo Pro comporte une gaine, une extrémité flexible et de multiples orifices.

Tous les produits sont disponibles en boîte d'échantillons de 5 sondes. Pour commander, remplacez les deux derniers chiffres du numéro de référence par 05.

LoFric Origo Pro



- **Les œillets multiples LoFric Origo Pro** sont conçus pour permettre une vidange complète de la vessie sans avoir à repositionner la sonde.¹
- **Languette d'ouverture** avec boucle.
- **Languette adhésive** au dos pour une suspension fiable.
- **Activation instantanée** : solution saline stérile intégrée, une simple pression et elle est prête à l'emploi.
- **Gaine protectrice** permettant une manipulation contrôlée sans toucher la tubulure.
- **œillets lisses.**
- **Les sondes LoFric Origo** sont dotées de Technologie Urotonic™ Surface. La sonde reste lisse, à la fois pendant l'insertion et le retrait.^{2,3,4}
- **Fabrication sans PVC** ni phtalates ni latex.



LoFric Origo est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié CE N°2797, indiqué dans le sondage urinaire intermittent. Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Lire attentivement le mode d'emploi. REV : Juillet 2026.

Références

1. Données internes à info@wellspect.com.
2. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. Spinal Cord. Apr 1997;35(4):229-233.
3. Lundgren J, Bengtsson O, Israelsson A, Jonsson AC, Lindh AS, Utas J. The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra. Spinal Cord. Jan 2000; 38(1):45-50.
4. Johansson K, Greis G, Johansson B, Grundtmann A, Pahlby Y, Törn S, Axelberg H, Carlsson P. Evaluation of a new PVC-free catheter material for intermittent catheterization: a prospective, randomized, crossover study. Scand J Urol. 2013 Feb; 47(1):33-7.

Chez Wellspect, nous développons des produits et des solutions innovants qui font une vraie différence dans la vie des personnes ayant besoin de soins pour l'incontinence, leur permettant ainsi de profiter pleinement de chaque jour. Nous sommes un leader reconnu dans le domaine de la santé depuis plus de 40 ans grâce à nos marques LoFric®, Navina™ et Surity™, et nous continuons à élargir l'accès à nos solutions pratiques. Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir les normes de qualité les plus élevées tout en minimisant l'impact environnemental de nos produits. En travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de santé et les personnes qui comptent sur nos solutions, nous visons à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site wellspect.fr. Rejoignez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

wellspect.fr

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France. Tel: +33 (0) 1 30 97 66 33.

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Téléphone : +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

